

Поликлональное Антитело К Nat2 Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P11245

Артикул: CM0013388



введение

Поликлональное антитело к NAT2 кролика для применения в Вестерн-блоттинге (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментном анализе (ELISA). Реагирует с NAT2 человека, мыши, крысы (SWISS: P11245). Подходит для исследований метаболизма лекарств, биоактивации канцерогенов и фармакогеномики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к NAT2 кролика (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	AAC2; PNAT; NAT-2; NAT2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10
GeneID	10
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 171-290 белка NAT2 человека (NP_000006.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11245
Молекулярная масса белка	34 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом