

Поликлональное Антитело К Ncapd2 Для Wb И Elisa - Q15021

Артикул: CM0022552

введение

Кроличье поликлональное антитело к NCAPD2, валидированное для применений в WB и ELISA, с реактивностью к образцам человека, мыши и крысы. Субъединица 1 конденсинового комплекса, необходимая для исследований конденсации хромосом и митоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к NCAPD2
Примечания/синонимы	CNAP1; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2; NCAPD2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9918
Идентификатор гена	9918
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1250-1350 человеческого NCAPD2 (NP_055680.3)]
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB,ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15021
Молекулярная масса белка	157 кДа
Доставка	Пакет со льдом