


Ncr3 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O14931

Артикул: CM0029910



введение

Высококачественная поликлональная антитело кролика (pAb) против NCR3 для Вестерн-блоттинга, ИФА. Реагирует с человеческим NCR3 (NKp30, 22кДа). Идеально подходит для исследований цитотоксичности NK-клеток и иммунологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NCR3 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30; NCR3
Вид	Человек
GeneID (человек)	259197
GeneID	259197
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-135 человеческого NCR3 (NP_667341.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14931
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	Сумка со льдом