

Кроличье Rab Против Ndp - Q00604

Артикул: CM0020859



введение

Кроличье поликлональное антитело против норрина (NDP) для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с человеческим NDP. Идеально для исследований сосудизации сетчатки и сигнального пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье rAb против NDP
Примечания/Альтернативные названия	ND; EVR2; FEVR; NDP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4693
GeneID	4693
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-133 человеческого NDP (NP_000257.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q00604
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом