


Поликлональные Кроличьи Антитела К Ndufa2 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — O43678

Артикул: CM0031037



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому NDUFA2 (субъединица Комплекса I-B8), валидированные для вестерн-блота, иммунофлуоресценции/ИКК и ИФА. Реагируют с материалами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований митохондриальной дыхательной цепи и заболеваний, связанных с ее нарушением.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к NDUFA2
Примечания/алиасы	B8; CD14; CIB8; MC1DN13; NDUFA2
Вид	Человек
GeneID	4695
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-95 человеческого NDUFA2 (NP_002479.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43678
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодильный пакет