

Поликлональное Антитело Кролика К Ndufa4 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — O00483

Артикул: CM0020849



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к NDUFA4, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриальной дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NDUFA4 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	MLRQ; CI-9k; COXFA4; MISTR1; MRCAF1; CI-MLRQ; MC4DN21; NDUFA4
Вид	Человек
GeneID (человек)	4697
GeneID	4697
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-81 человеческого NDUFA4 (NP_002480.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O00483
Молекулярная масса белка	9 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом