


Кроличье Поликлональное Антитело Ndufb5 Для Вестерн1 Блоттинга, Ифа - O43674

Артикул: CM0029429



введение

Кроличье pAb NDUF5 детектирует человеческий NDUF5, вспомогательную субъединицу митохондриального Комплекса I, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Валидировано для Вестерн блоттинга и ИФА. Идеально для исследований дыхательной цепи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb NDUF5
Примечания/Алиасы	SGDH; CISGDH; NDUF5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4711
ID гена	4711
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-189 человеческого NDUF5 (NP_002483.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43674
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	В пакете со льдом