


Поликлональные Кроличьи Антитела К Ndufs4 Для Вб, Игс-П, Ифа — O43181

Артикул: CM0025220



введение

Поликлональные кроличьи антитела к NDUFS4, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Нацелены на субъединицу комплекса I митохондрий массой 20 кДа. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований дыхательной цепи и митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	NDUFS4 кроличьи поАт
Примечания/псевдонимы	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 кДа; NDUFS4
Вид	Человек
ID гена (человек)	4724
ID гена	4724
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-175 человеческого NDUFS4 (NP_002486.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГС-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	O43181
Молекулярная масса белка	20 кДа
Доставка	Холодовой пакет