

Поликлональное Антитело Кролика Против Neur1B Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - A8Mq27

Артикул: CM0019866

введение

Поликлональное антитело кролика против NEURL1B, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с человеком, мышью, крысой. Нацелено на Е3 убиквитин-протеинлигазу NEURL1B, регулятор пути Notch с цитоплазматической локализацией.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против NEURL1B (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	neur2; NEURL3; RNF67B; hNeur2; NEURL1B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54492
GeneID	54492
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270-440 человеческого NEURL1B (NP_001136123.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия в парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	A8MQ27
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом