

Моноклональное Антитело Кролика К Нейрофиламенту Н Для Wb — P12036

Артикул: CM0006828

введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого нейрофиламента Н (NFH), валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований нейронов и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к нейрофиламенту Н
Примечания/синонимы	NFH; CMT2CC; нейрофиламент Н
Вид	Человек
Идентификатор гена	4744
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 873–1020 человеческого нейрофиламента Н. (NP_066554.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12036
Молекулярная масса белка	112 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент