

Нейрофиламент М Кроличье Mab Для Wb, If/Icc, Elisa - P07197

Артикул: CM0002712

введение

Кроличий моноклональный антитело против человеческого нейрофиламента М (NFM, NEF3, Neurofilament 3). Валидировано для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ICC и ELISA. Идеально подходит для изучения нейронного цитоскелета и организации нейрофиламентов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Нейрофиламент М кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	NFM; NEF3; NF-M; Нейрофиламент М
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4741
GeneID	4741
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600-700 человеческого нейрофиламента М (P07197).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07197
Молекулярный вес белка	102 кДа
Доставка	Сумка со льдом