

Кроличы Поликлональные Антитела K Neurog1 - Q92886

Артикул: CM0025902

введение

Кроличы поликлональные антитела к NEUROG1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагируют с человеческим и мышиным белком. Нацелены на транскрипционный регулятор массой 26 кДа, участвующий в нейрональной дифференцировке. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы поликлональные антитела к NEUROG1 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	AKA; ngn1; Math4C; bHLHa6; NEUROD3; NEUROG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4762
GeneID	4762
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-237 человеческого белка NEUROG1 (Q92886)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92886
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом