


## Мышинная Моноклональная Антитело К Nf-Kb P65/Rela Для Wb, Elisa — Q04206

Артикул: CM0003843



### введение

Высококачественная мышинная моноклональная антитело против человеческого NF-kB p65/RelA (SWISS Q04206), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований в области воспаления и иммунологии.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                          |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Название продукта         | Мышинная моноклональная антитело к NF-kB p65/RelA |
| Примечания/алиасы         | p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA         |
| Вид                       | Человек                                           |
| GeneID (человек)          | 5970                                              |
| GeneID                    | 5970                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок человеческого NF-kB p65      |
| Источник                  | Мышь                                              |
| Категория                 | Моноклональные антитела                           |
| Применение                | WB, ELISA                                         |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                              |
| SWISS                     | Q04206                                            |
| Молекулярная масса белка  | 60 кДа                                            |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                      |