


Кроличья Поликлональная Антитело К Nf-Kb P65/Rela - Q04206

Артикул: CM0020593



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на субъединицу p65/RelA фактора NF-kB, валидированная для ВБ, ИФ/МКК, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований воспаления, иммунитета и транскрипционной регуляции - Q04206

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NF-kB p65/RelA кроличья пАт
Примечания/Синонимы	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Вид	Человек
ID гена (человек)	5970
ID гена	5970
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот от 450 до 550 человеческого NF-kB p65/RelA (NP_068810.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/МКК, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q04206
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Айс-пак