


Nf-Kb2 Rabbit Pab - Поликлональные Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - Q00653

Артикул: CM0015368



введение

NF-κB2 Rabbit Polyclonal Antibody (pAb) обнаруживает субъединицы p100/p52 в WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческими и мышиными образцами. Подходит для исследований пути NF-κB, иммунного ответа и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NF-κB2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4791
GeneID	4791
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 690-899 человеческого NF-κB2 (NP_002493.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q00653
Молекулярный вес белка	97kDa
Доставка	Сумка со льдом