


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Nf-Kb2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00653

Артикул: CM0026282



введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого NF-кВ2/p100/p52. Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения сигнального пути NF-каппа-B, воспаления и иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	NF-кВ2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-кВ2; p49/p100; NF-кВ2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4791
ID гена	4791
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 690-899 человеческого NF-кВ2 (NP_002493.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q00653
Молекулярный вес белка	97кДа
Доставка	Сумка со льдом