


Поликлональное Антитело Кролика К Nfatc2 - Q13469

Артикул: CM0030417



введение

Поликлональное антитело кролика к NFATC2 получено против рекомбинантного человеческого белка NFATC2, подходит для применения в ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА. Оно детектирует NFATC2 (100 кДа) в образцах человека, мыши и крысы и идеально подходит для изучения сигналинга NFAT при активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к NFATC2
Примечания/Альтернативные названия	JCSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	4773
ID гена	4773
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-300 человеческого NFATC2 (NP_775114.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13469
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Хладоэлемент