

Кроличья Поликлональная Антитело К Nfatc4 Для Wb И Ифа - Q14934

Артикул: CM0024542



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против NFATC4 (NFAT3), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий и мышинный NFATC4 — фактор транскрипции, участвующий в развитии иммунной системы, сердца и нервной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NFATC4 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	NFAT3; NF-AT3; NF-ATC4; NFATC4
Вид	Человек
ID гена (человек)	4776
ID гена	4776
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 560–710 человеческого NFATC4 (NP_004545.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q14934
Молекулярная масса белка	95 кДа
Доставка	Холодильный пакет