

Кроличье Моноклональное Антитело К Nfya Для Вб, Ип, Игх-П, Chip, Ифа — P23511

Артикул: CM0011041



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к NFYA (NF-YA), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммуногистохимии на парафиновых срезах, иммунопреципитации хроматина и ИФА. Реагирует с человеческим, мышиным и крысиным антигеном. Идеально подходит для исследований транскрипции и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к NFYA
Примечания/алиасы	HAP2; CBF-A; CBF-B; NF-YA
Вид	Человек
ID гена (человек)	4800
ID гена	4800
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 262-332 человеческого NFYA (NP_002496.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23511
Молекулярная масса белка	34 кДа/37 кДа
Доставка	С ледяным пакетом