

Поликлональные Кроличьи Антитела К Ngef Для Вб, Иф/Икк - Q8N5V2

Артикул: CM0021217

введение

Поликлональные кроличьи антитела к NGEF, валидированные для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/ИКК и ИФА. Обнаруживают эндогенный уровень Эфесина-1 (NGEF) в пробах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследования аксонной навигации и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к NGEF
Примечания/синонимы	EPHEXIN; ARHGEF27; NGEF
Вид	Человек
ID гена (человек)	25791
ID гена	25791
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 429–710 человеческого NGEF (NP_062824.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N5V2
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Холодильный пакет