

Кроличье Поликлональное Антитело К Нитротирозину Для Вестерн Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa)

Артикул: CM0000011

введение

Изучите кроличье поликлональное антитело к нитротирозину, валидированное для Вестерн блоттинга и ИФА, распознающее нитротирозиновые модификации в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований окислительного стресса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к нитротирозину (pAb)
Иммуноген	Химические соединения, соответствующие нитротирозину
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Доставка	В пакете со льдом