

Кроличья Поликлональная Антитело К Nlrp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф/Мцк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9C000

Артикул: CM0019951



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого NLRP1 (SWISS: Q9C000), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышами и крысами. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета, инфламмасомы и пироптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NAC; JRRP; MSPC; AIADK; CARD7; CIDED; NALP1; SLEV1; DEFCAP; PP1044; VAMAS1; CLR17.1; DEFCAP-L/S; NLRP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22861
GeneID	22861
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1370-1473 человеческого NLRP1 (NP_127497.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9C000
Молекулярный вес белка	166 кДа
Доставка	В ледяном пакете