


Nlrp3 Кроличья Mab - Q8R4B8

Артикул: CM0007662



введение

Анти-NLRP3 кроличья моноклональное антитело для образцов мыши, подходит для WB, IF/ICC, IP и ELISA. NLRP3 — ключевой сенсор инфламмасомы, опосредующий секрецию IL-1 β и пироптоз. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRP3 кроличья mAb
Примечания/Псевдонимы	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pyraf1; Ail/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	114548
GeneID	216799
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-150 мышиногo NLRP3 (NP_665826.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Кросс-реактивность	Мышь
SWISS	Q8R4B8
Молекулярный вес белка	118 кДа
Доставка	Сумка со льдом