


Кроличья Поликлональная Антитело К Nlrp3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q8R4B8

Артикул: CM0022503



введение

Кроличья поликлональное антитело к NLRP3, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦХ (IF/ICC), ИФА (ELISA). Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Получено против аминокислот 1-93 мышиного Nlrp3. Исследуйте пути сигнального комплекса NLRP3 inflammasome с помощью этого мишени массой 118 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRP3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pyraf1; Ail/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
Вид	Мышь
GeneID (человек)	216799
GeneID	216799
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-93 мышиного NLRP3 (NP_665826.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8R4B8
Молекулярная масса белка	118 кДа
Доставка	В ледяном пакете