


Кроличьи Поликлональные Антитела К Nlrp3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96P20

Артикул: CM0026163



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к NLRP3 для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Реагируют с NLRP3 человека, мыши и крысы (~118 кДа). Идеально подходят для изучения активации инфламасомы, секреции IL-1 β и аутовоспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRP3 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	AlI; AVP; FCU; MWS; FCAS; KEFH; CIAS1; FCAS1; NALP3; C1orf7; CLRL1.1; DFNA34; PYPAF1; AGTAVPRL; NLRP3
Вид	Человек
ID гена	114548
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-210 NLRP3 человека (NP_004886.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96P20
Молекулярная масса белка	118 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом