


NlrX1 Rabbit Pab - Q86Ut6

Артикул: CM0026586



введение

NLRX1 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИП (IP) и ИФА (ELISA). Оно обнаруживает митохондриальный белок массой 108 кДа у человека, мыши и крысы и выступает в качестве негативного регулятора врожденного противовирусного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NLRX1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; NLRX1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79671
ID гена	79671
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 87-360 человеческого NLRX1 (NP_078894.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86UT6
Молекулярная масса белка	108 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент