


## Кроличья Поликлональная Антитело К Nm23 Для Игг-П И Ифа - P15531 / P22392

Артикул: CM0023973



### введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий nm23 (NME1/NME2) для приложений ИГГ-П и ИФА. Обнаруживает nm23 человека и крысы. Подходит для исследований нуклеозиддифосфаткиназы, метастазов и подвижности клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | nm23 кроличья пАнт                                                                                                                              |
| Примечания/Алиасы         | NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; nm23                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                         |
| ID гена                   | 4830/4831                                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-152 человеческого nm23 (NP_000260.1/NP_002503.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                          |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                         |
| Применение                | ИГГ-П, ИФА                                                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Крыса                                                                                                                                  |
| SWISS                     | P15531/P22392                                                                                                                                   |
| Молекулярная масса белка  | 17 кДа                                                                                                                                          |
| Доставка                  | Айс-пак                                                                                                                                         |