


Nme4 Rabbit Pab - O00746

Артикул: CM0028121



введение

NME4 Rabbit pAb — это поликлональное антитело против человеческого NME4, подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Оно перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами и представляет ценность для изучения функций митохондриальной нуклеозиддифосфаткиназы и переноса фосфолипидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NME4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NDPK-D; NM23H4; nm23-H4; NME4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4833
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-187 человеческого NME4 (NP_005000.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00746
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом