

Nop10 Rabbit Pab - Q9Npe3

Артикул: CM0021660



введение

Кроличий поликлональный антитело против NOP10 (субъединица 3 H/ACA рибонуклеопотеина). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), реагирует с человеческими и мышиными образцами. Для исследований биогенеза рибосом и поддержания теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOP10 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55505
GeneID	55505
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-64 человеческого NOP10 (NP_061118.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9NPE3
Молекулярный вес белка	8 кДа
Доставка	С ледяным пакетом