


Кроличья Поликлональная Антитело К Nor58 Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q9Y2X3

Артикул: CM0027576



введение

Высокоспецифичное кроличье поликлональное антитело к NOP58, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА на образцах человека, мыши и крысы; идеально подходит для исследований биогенеза рибосом и нуклеоларных рибонуклеопroteиновых частиц (snoRNP).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOP58 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	NOP5; HSPC120; NOP5/NOP58; NOP58
Вид	Человек
ID гена (человек)	51602
ID гена	51602
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 360-529 белка NOP58 человека (NP_057018.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y2X3
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	Холодовая упаковка