

Notch3 Кроличья Поликлональная Антитело - Q9Um47

Артикул: CM0026607



введение

Кроличье поликлональное антитело против NOTCH3 для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования сигналинга Notch, определения судьбы клеток и механизмов развития болезни CADASIL.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOTCH3 кроличья pAb
Примечания / Синонимы	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
Вид	Человек
ID гена (человек)	4854
ID гена	4854
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1520-1640 человеческого NOTCH3 (NP_000426.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UM47
Молекулярная масса белка	244 кДа
Доставка	Холодильный пакет