

Кроличья Поликлональная Антитело К Nox5 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ph1

Артикул: CM0026535



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого NOX5 — кальций-зависимой НАДФН-оксидазы. Валидирована для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для изучения генерации супероксида, сигналинга АФК и ангиогенеза в эндотелиальных и иммунных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NOX5 кроличья пАб
Примечания/алиасы	NOX5
Вид	Человек
ID гена (человек)	79400
ID гена	79400
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 661–765 человеческого NOX5 (NP_078781.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96PH1
Молекулярная масса белка	86 кДа
Доставка	Холодовой пакет