


Поликлональное Антитело Кролика К Ноха1 Для Вб И Ифа — Q86Ur1

Артикул: CM0014030



введение

Поликлональное антитело кролика к NOXA1 — это поликлональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирующее с антигенами человека, мыши и крысы. Оно направлено на NOXA1 — ключевой активатор НАДФН-оксидазы в процессе продукции АФК, поддерживает исследования в области окислительного стресса, защиты хозяина и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к NOXA1
Примечания/алиасы	p51NOX; NY-CO-31; SDCCAG31; NOXA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10811
ID гена	10811
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q86UR1
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом