


Кроличья Поликлональная Антитело К Nphp3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Z494

Артикул: CM0025379



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого NPHP3 (Нефроцистин-3), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Рекомбинантный иммуноген (aa1-130). Перекрестная реакция с мышью. Для исследований цилиопатий и Wnt-сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPHP3 кроличья пАт
Примечания/Псевдоним	MKS7; NPHP3; RHPD; RHPD1; SLSN3; CFAP31; NPHP3
Вид	Человек
GeneID (человек)	27031
GeneID	27031
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-130 человеческого NPHP3 (NP_694972.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q7Z494
Молекулярный вес белка	151кДа
Доставка	Сумка со льдом