

Поликлональное Антитело Кролика К Npm1 (B23, Npm) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P06748

Артикул: CM0020671



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий NPM1 (нуклеофосмин, B23). Валидировано для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Для исследований биогенеза рибосом, дупликации центросом и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NPM1
Примечания/синонимы	B23, NPM, NPM1
Вид	Человек
GeneID (человек)	4869
GeneID	4869
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 9–122 человеческого NPM1 (NP_002511.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P06748
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом