


Npr3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - P17342

Артикул: CM0024259



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого NPR3 (рецептор клиренса натрийуретического пептида). Валидирована для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сигнальных путей сердечно-сосудистой биологии и биологии костей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPR3 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3
Вид	Человек
ID гена (человек)	4883
ID гена	4883
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 200–480 человеческого NPR3 (NP_001191304.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P17342
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Айс-пакет