

Кроличья Маб К Npy Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции, Иммуногистохимии, Ифа - P01303

Артикул: CM0004475



введение

Кроличья моноклональная антитело к NPY для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ (IF), ИГХ (IHC), ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный нейропептид Y (PYY4). Идеально подходит для исследований в области нейробиологии и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NPY Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	PYY4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4852
GeneID	4852
Иммуноген	Синтетический пептид, полученный из человеческого NPY
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01303
Молекулярный вес белка	11 кДа
Доставка	С ледяным пакетом