

Кроличыи Поликлональные Антитела Nrn1L Для Wb, Elisa — Q496H8

Артикул: CM0021877

введение

Кроличыи поликлональные антитела NRN1L (pAb) для WB и ELISA, валидированные на образцах человека, мыши и крысы. Антитела к нейритиноподобному белку массой 18 кДа для исследований клеточной мембраны и GPI-якоря.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела NRN1L
Примечания/синонимы	UNQ2446; cpg15-2; MRCC2446; NRN1L
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	123904
Идентификатор гена	123904
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-139 человеческого NRN1L (Q496H8)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q496H8
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом