


Кроличыи Поликлональные Антитела K Ntan1 Для Wb И Elisa - Q96Ab6

Артикул: CM0013366



введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий NTAN1 (PNAA/PNAD), валидированные для методов WB и ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально подходят для изучения деградации белков по N-концевому правилу.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NTAN1 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	PNAA; PNAD; NTAN1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	123803
GeneID	123803
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-310 человеческого NTAN1 (NP_775745.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96AB6
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом