


Ntf3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P20783

Артикул: CM0014202



введение

NTF3 Кроличья поликлональная антитело, валидированная для Вестерн-блота (WB), ИHC-P и ELISA. Распознает нейротрофину-3 человека и мыши — секретируемый фактор роста, критически важный для выживания сенсорных нейронов. Идеально подходит для нейробиологических исследований и разработки анализов в ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NTF3 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	4908
ID гена	4908
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 19-257 NTF3 человека (NP_002518.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P20783
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Сумка-холодильник