

Поликлональное Кроличье Антитело К Ntn5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q8Wtr8

Артикул: CM0016633

введение

Поликлональное кроличье антитело к NTN5, валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА у человека, мыши и крысы. Антитело нацелено на нетрин-5, секретируемый белок, необходимый для позиционирования двигательных нейронов. Определяет полосу размером около 53 кДа. Q8WTR8.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NTN5
Примечания/синоним	NTN5; нетрин-5
Вид	Человек
GeneID	126147 (человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 340–489 человеческого NTN5 (NP_665806.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WTR8
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом