

Кролиچه Моноклональное Антитело К Nup107 - P57740

Артикул: CM0002687



введение

Кролиچه моноклональное антитело к Nup107 для вестерн-блоттинга и ELISA. Распознает человеческий белок Nup107 массой 106 кДа, являющийся ключевым компонентом ядерной поры. Идеально для исследований в клеточной биологии и нефрогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиچه моноклональное антитело к Nup107
Примечания/Алиасы	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; Nup107
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57122
GeneID	57122
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 700-800 человеческого белка Nup107 (P57740)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P57740
Молекулярная масса белка	106 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом