

Nup133 Кроличья Поликлональная Антитело - Q8Wum0

Артикул: CM0026510



введение

NUP133 кроличье поликлональное антитело для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает человеческий NUP133 — нуклеопорин с молекулярной массой 129 кДа, участвующий в экспорте мРНК и нефрогенезе. Идеально подходит для исследований комплекса ядерных пор и развития почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP133 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	GAMOS8; NPHS18; hNUP133; NUP133
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	55746
ID гена	55746
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 730–930 человеческого NUP133 (NP_060700.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WUM0
Молекулярная масса белка	129 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом