

Поликлональное Антитело К Nup153 Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49790

Артикул: CM0029568



введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий белок NUP153, компонент ядерного порового комплекса. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения ядерно-цитоплазматического транспорта и механизмов вирусной интеграции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к NUP153 кролика
Примечания/Альтернативные названия	N153; HNUP153; NUP153
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9972
GeneID	9972
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 человеческого белка NUP153 (NP_005115.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49790
Молекулярная масса белка	154 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом