

Поликлональное Антитело Кролика Против Nup160 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q12769

Артикул: CM0014259



введение

Поликлональное антитело кролика против NUP160, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на белок ядерной поры человека Nup160 (162 кДа), ключевой компонент ядерного порового комплекса, участвующий в экспорте мРНК. Подходит для исследований ядерно-цитоплазматического транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против NUP160
Примечания/Алиасы	NRHS19; NUP160
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23279
ID гена	23279
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-150 белка NUP160 человека (NP_056046.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12769
Молекулярная масса белка	162 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом