


Кроличья Поликлональная Антитело К Nup214 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - P35658

Артикул: CM0029792



введение

Кроличья поликлональное антитело к NUP214 (SWISS P35658), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИП (IP), ИФА (ELISA). Нацелено на белок ядерной поры человека Nup214, участвующий в ядерно-цитоплазматическом транспорте и диссамблеи капсида аденовируса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	NUP214 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CAN; CAIN; IIAE9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8021
Иммуноген	Синтетический пептид (а.к. 1251-1350 человеческого NUP214, NP_005076.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35658
Молекулярный вес белка	214 кДа
Доставка	В ледяном пакете