


Поликлональное Кроличье Антитело К Nur77 Для Wb, If/Icc, Elisa — P22736

Артикул: CM0016274



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело к человеческому NUR77 (NR4A1), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для исследований сигнальных путей ядерных рецепторов, воспаления и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к NUR77
Примечания/алиасы	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
Вид	Человек
ID гена (человек)	3164
ID гена	3164
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого NUR77 (NP_002126.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P22736
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	Холодильный пакет