

Поликлональное Антитело К Nxn, Кролик, Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q6Dkj4

Артикул: CM0024019

введение

Поликлональное антитело к NXN, кролик, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИФ/ИЦХ, ИФА; реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований сигнального пути Wnt и редокс-регуляции. Неконъюгированное, мишень 48 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к NXN, кролик (pAb)
Примечания/Алиасы	NRX; RRS2; TRG-4; NXN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64359
ID гена	64359
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-280 белка NXN человека (NP_001192248.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6DKJ4
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	В пакете со льдом