

Поликлональное Кроличье Антитело К Occludin Для Wb И Elisa — Q16625

Артикул: CM0013617



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого Occludin (UniProt Q16625). Подходит для WB и ELISA, дает перекрестную реакцию с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований плотных контактов и проницаемости клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к Occludin
Примечания/синонимы	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
Вид	Человек
GeneID (человек)	100506658
GeneID	100506658
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350–450 человеческого Occludin (NP_002529.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16625
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом