

Поликлональные Кроличьи Антитела К Ogdhl Для Вб, Игг-П, Ифа — Q9Uld0

Артикул: CM0015803

введение

Поликлональные кроличьи антитела к OGDHL, валидированные для ВБ, ИГГ-П и ИФА. Обнаруживают OGDHL человека, мыши и крысы — митохондриальную 2-оксоглутаратдегидрогеназу, участвующую в цикле трикарбоновых кислот, ингибировании пролиферации клеток и апоптозе. Идеально подходят для исследований метаболизма и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к OGDHL
Примечания/Альтернативные названия	YOBELN; OGDHL
Вид	Человек
GeneID (человек)	55753
GeneID	55753
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-110 OGDHL человека (NP_060715.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9ULD0
Молекулярная масса белка	114 кДа
Доставка	Холодильный пакет